

Indicaciones

Elos 180:
fracturas pertrocanteréas, intertrocanteréas y subtrocanteréas altas.

Elos 300:
fracturas pertrocanteréas, intertrocanteréas, subtrocanteréas de rima larga y en huesos osteoporóticos.

Contraindicaciones

Elos 180:
fracturas subtrocanteréas de base, de la diáfisis femoral, del cuello femoral aisladas o combinadas. Elos 300:
fracturas del cuello femoral aisladas o combinadas del tercio medio y distal diafisario.

Características

	Tapa de cierre		
	Tuerca acanalada premontada para bloquear el tornillo cefálico	12 mm	
			13 mm
		15 mm	
		Sección trapezoidal	
CCD 127°	Orificio para aguja provisoria de estabilización y para un segundo tornillo opcional		
	Cabezal del tornillo con agarre interno para facilitar la introducción. El tornillo del bloqueo distal de \varnothing 5 mm puede introducirse en posición estática o dinámica.	Sección de las paredes laterales más grande con el fin de aumentar la resistencia mecánica en la zona más crítica.	

